

# **Finecare™ FIA Meter Plus Veterinary** **Wondfo**

## *Dosaggio Immunologico Quantitativo Rapido a Fluorescenza*

Finecare™ FIA Meter Plus Vet è un sistema di analisi Immunocromatografica a Fluorescenza per la diagnosi di infezioni, diabete, malattie cardiovascolari, lesioni renali e tumori, ecc. La piattaforma Finecare™ fornisce risultati affidabili e quantitativi di vari tipi di analiti nel sangue, siero, plasma e urine di cani e gatti, in pochi minuti.



### **TEST Veterinari:**

- **T4**
- **TSHc**
- **Cortisolo**
- **Progesterone**
- **D-Dimero**
- **Proteina C Reattiva**
- **SAA (Siero Amiloide)**
- **CTnI**
- **NT-proBNP**
- **AFP**
- **HbA1c**