


URIT 5160 VET

Analizzatore Ematologico Automatico Veterinario

5 popolazioni leucocitarie con differenziazione mediante Laser multidimensionale

Conta reticolocitaria opzionale

- 33 parametri + 2 istogrammi + 2 scattergrammi
- 12 specie preimpostate + 3 programmabili
- Archivio: fino a 200.000 risultati con istogrammi
- Modalità RBC resistenti
- WIC e WOC per conta WBC
- 60 campioni ora
- Campione: solo 20 μ l di sangue intero o prediluito
- Calibrazione per ogni specie animale
- Differente taratura gain per ogni specie animale
- Schermo touch screen da 10.4"
- Dimensioni: L459mmxL490xA332mm
- Peso: 35 Kg
- Report di stampa a colori



BIONLINE SRL Analysis Report			
Mode: Whole Blood + CBC + 5Diff + RRBC	Tel:	Case ID:	
Master: corrad	Gender:	Animal/Log	
ID: 00000000047	Age:	Time: 27/02/2019 18:57	
Pat. Name: kira		Print Time: 20/06/2019 17:03	
Param.	Result	Unit	Range
WBC	9.24	$10^3/\mu$ l	6.00-17.00
LYM%	22.17	%	12.00-33.00
MDN%	8.63	%	2.00-13.00
NEU%	61.54	%	52.00-81.00
EOS%	7.16	%	0.50-10.00
BASO%	0.40	%	0.00-1.30
LYM#	2.048	$10^3/\mu$ l	0.830-4.690
MDN#	0.797	$10^3/\mu$ l	0.140-1.970
NEU#	5.698	$10^3/\mu$ l	3.620-11.320
EOS#	0.661	$10^3/\mu$ l	0.040-1.560
BASO#	0.036	$10^3/\mu$ l	0.000-0.120
RBC	6.57	$10^6/\mu$ l	5.10-8.50
HGB	15.4	g/dl	11.0-19.0
HCT	43.9	%	36.0-56.0
MCV	66.9	fl	62.0-78.0
MCH	23.4	pg	21.0-28.0
MCHC	35.0	g/dl	30.0-38.0
RDW_CV	15.0	%	11.0-18.0
PLT	450	$10^3/\mu$ l	117-460
MPV	7.5	fl	7.3-11.2
PDW	9.71	fl	12.0-17.5
PCT	0.37	%	0.09-0.50
P_LCR	13.10	%	10.00-60.00
P_LCC	66	$10^3/\mu$ l	1-80
*NRBC%	1.81	%	0.00-99.90
*NRBC#	0.16	$10^3/\mu$ l	0.00-999.00
*ALY%	0.26	%	0.00-99.99
*ALY#	0.024	$10^3/\mu$ l	0.000-99.999
*LIC%	0.48	%	0.00-99.99
*LIC#	0.044	$10^3/\mu$ l	0.000-99.999

Sender:

Operator/administrator

Auditor:

This result is valid only for current sample